



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

 **AESCULAP**

# ابزارهای جراحی

راهنمای فنی جامع ابزارهای جراحی دقیق  
مهندسی شده برای برتری در روش های جراحی

الهام صهبا



شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص



# ماموریت و ارزش‌های اصلی

ما متعهد به بهبود کیفیت زندگی تمامی افرادی هستیم که از محصولات ما بهره می‌برند، از طریق تعهد بی‌دریغ به برتری جراحی و نوآوری مستمر.



## تعهد به کیفیت

ما هرگز آگاهانه محصولاتی را نمی‌فروشیم که خود یا عزیزانمان از آنها استفاده نکنیم—یکپارچگی مطلق در هر ابزار



## نوآوری مستمر

پیشرفت مداوم در مواد و تکنیک‌های ساخت برای ارائه راه‌حل‌های جراحی پیشرفته



## برتری جراحی

همکاری مستقیم با جراحان برجسته برای بهبود نتایج بیماران از طریق طراحی ابزار برتر

# گواهینامه کیفی

فرآیند صدور گواهینامه دقیق ما تضمین می‌کند که هر ابزار از طریق پروتکل‌های آزمایش و بازرسی جامع، بالاترین استانداردهای بین‌المللی را برآورده می‌کند.

## فرآیند صدور گواهینامه

- بازرسی ۱۰۰٪ ابزار قبل از عرضه به بازار
- تست دقیق عملکردی
- کنترل ابعادی دقیق با ابزارهای اندازه‌گیری پیشرفته

## مزایای رقابتی

- قابلیت تیز کردن مجدد و تعمیر
- کاهش هزینه کل مالکیت
- استفاده از مواد اولیه اختصاصی منطبق بر
- استانداردهای DIN,ISO,ASD

## تکامل ابزارهای جراحی

از تیغه‌های سنگی دوران نوسنگی تا سیستم‌های رباتیک مدرن، ابزارهای جراحی طی هزاره‌ها از طریق نوآوری مستمر و تکنیک‌های مهندسی پیشرفته تکامل یافته‌اند.

1

۱۰۰۰۰ قبل از میلاد (دوران باستان)

تیغه‌های ابسیدین و چخماق؛ شواهد سوراخ‌کاری جمجمه  
ترپیناسیون (از بقایای اسکلت‌ها)

2

عصر مصر و کلاسیک ۳۰۰۰ قبل از میلاد - ۵۰۰ پس از میلاد

اسپیکولوم، فورسپس و اره‌های جراحی برنزی؛ بقراط ابزارها را استاندارد کرد

3

عصر طلایی اسلامی ۸۰۰ - ۱۴۰۰ پس از میلاد

ابوالقاسم الزهراوی صدها ابزار را با تصاویر دقیق مستند کرد  
که بر پزشکی اروپا تأثیر گذاشت

4

انقلاب صنعتی قرن ۱۷ تا ۱۹

تولید انبوه و استانداردسازی؛ توتلینگن، آلمان به مرکز جهانی  
ابزارهای جراحی تبدیل شد

5

عصر مدرن ۱۹۰۰ تا کنون

کشف فولاد ضد زنگ، تکنیک‌های کم‌تهاجمی، سیستم‌های  
رباتیک و مواد هوشمند جراحی را متحول کردند

# فرایند توسعه محصول

روش هفت مرحله‌ای مفاهیم جراحی را از طریق طراحی مشارکتی، آزمایش دقیق و ساخت پیشرفته به ابزارهای دقیق تبدیل می‌کند.  
چالش‌های بهبود کیفیت زندگی

تحقیقات بازار  
مصاحبه با جراحان و ارزیابی نیازهای بالینی

طراحی CAD  
مدل‌سازی مفهومی و نمونه‌سازی دیجیتال


نمونه اولیه دستی  
ساخت نمونه دستی برای ارزیابی

آزمایش میدانی  
اعتبار سنجی در محیط بالینی واقعی

بازبینی فنی  
تایید نهایی نمونه اولیه توسط کمیته فنی

ابزارسازی صنعتی  
ساخت و راه‌اندازی قالب‌های تولید

انتخاب مواد  
انتخاب بر اساس آزمایش‌های مکانیکی و اعتبارسنجی عملکرد



# انتخاب مواد پیشرفته

انتخاب مواد اساس عملکرد ابزارهای جراحی است. از آلیاژهای مهندسی شده‌ای استفاده می‌کند که از طریق تحلیل متالورژیکی دقیق برای بهینه‌سازی استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و دوام انتخاب شده‌اند.

## 1 فولاد ضد زنگ 1.4021

ساختار مارتنزیتی با سختی تا 50-58 HRC؛ مقاومت عالی در برابر خوردگی کلرید برای محیط‌های جراحی

1

## 2 تنگستن کاربید

سختی 89-94 HRA با 100x مقاومت در برابر سایش در مقایسه با فولاد؛ متصل شده از طریق تکنیک‌های لحیم‌کاری نرم/سخت

2

## 3 آلومینیوم آندایز شده

ضخامت لایه اکسید 15-25 میکرون که مقاومت در برابر خش و عملکرد سبک‌وزن را فراهم می‌کند

3



# فرآیندهای ساخت پیشرفته

تولید دقیق در اسکولاپ، آهنگری گرم، ماشین کاری CNC و فرآیندهای حرارتی را برای دستیابی به تolerانس‌های ابعادی  $\pm 0.01$  میلی‌متر و پرداخت سطوح مطابق با استانداردهای جراحی ترکیب می‌کند.



# فرآیندهای ساخت پیشرفته

تولید دقیق در AESCULAP، آهنگری گرم، ماشین کاری CNC و فرآیندهای حرارتی را برای دستیابی به تolerانس‌های ابعادی  $\pm 0.01$  میلی‌متر و پرداخت سطوح مطابق با استانداردهای جراحی ترکیب می‌کند.

## عملیات حرارتی

آستنیتیزاسیون  $980-1060^{\circ}\text{C}$  :

کوئنچینگ: روش‌های روغن یا هوا

تمپرینگ  $150-300^{\circ}\text{C}$ : سخت‌کاری نهایی

## ماشین کاری CNC

تولرانس موقعیتی  $\pm 0.01$  میلی‌متر

پرداخت سطح  $0.8-1.6 \mu\text{m Ra}$  :

دقت: برش خودکار چند محوره

## آهنگری گرم

دمای کار  $1100-1250^{\circ}\text{C}$  :

نیروی پرس 200-800 tons :

دقت: تولرانس ابعادی  $\pm 0.1$  میلی‌متر

# سیستم تضمین کیفیت چند لایه

کنترل کیفیت جامعی را در هر مرحله از تولید اجرا می کند تا اید مواد ورودی، نظارت در حین فرآیند، و اعتبارسنجی عملکرد نهایی با استفاده از روش های آزمایش پیشرفته.

## کنترل فرآیند

اندازه گیری ابعادی در هر مرحله؛  
ثبت داده های DHR

## مواد ورودی

گواهینامه آنالیز شیمیایی؛ تست  
اولتراسونیک برای عیوب داخلی

## آزمایش نهایی

تست عملکرد بار؛ بازرسی ذرات؛ اعتبارسنجی مقاومت در برابر خوردگی  
در مه نمکی



# سیستم طبقه‌بندی پیشرفته ابزار

ابزارهای AESCULAP به طور سیستماتیک بر اساس هدف عملکردی و سطح پیچیدگی سازماندهی شده‌اند و جراحان را قادر می‌سازند تا از ابزارهای مهندسی شده دقیق را برای جراحی‌های خاص استفاده کنند.

## دستکاری استخوان

برش، سوراخ‌کاری و تغییر موقعیت ساختارهای استخوانی با دقت



## دستکاری بافت

گرفتن، عقب کشیدن و نگه داشتن بافت‌های نرم در طول عمل‌های جراحی



## تثبیت

تأمین و حفظ هم‌ترازی آناتومیکی در طول فرآیندهای فیکساسیون



## اندازه‌گیری

ارزیابی ابعادی دقیق و کالیبراسیون در طول مداخلات جراحی






## مکانیسم‌های اتصال و آناتومی پیشرفته

طراحی مفصل ابزار برای کنترل جراحی و دوام بسیار حیاتی است AESCULAP. از سه مکانیسم اصلی استفاده می‌کند—که هر کدام برای الزامات بار و تحرک خاصی مهندسی شده‌اند—و از طریق آزمایش‌های چرخه ای گسترده اثبات شده‌اند.

- 1** مفصل جعبه‌ای (Box Lock Joint)  
طراحی: پیکربندی 5 محوره برای حداکثر استحکام. ضخامت دیواره بحرانی. 2.5-3.5mm: دوام 50,000: چرخه باز و بسته شدن تأیید شده
- 2** مفصل همپوشان (Lap Joint)  
طراحی: اتصال صفحه همپوشان. ضخامت اتصال. 1.5-2.5mm: تنظیم: مکانیزم پیچ مخروطی برای دقت
- 3** مفصل دوگانه (Double Action Joint)  
نسبت اهرم 4:1: مزیت مکانیکی. عملکرد 60%: کاهش در نیروی مورد نیاز کاربر برای ارگونومی بهتر جراحی



## هندسه پیشرفته دسته ابزار

برتری ارگونومیک از طریق دقت بیومکانیکی و علم مواد  
زوایا، ابعاد و مواد بهینه‌سازی شده دسته‌ها، کنترل جراحی  
را افزایش می‌دهند، خستگی دست را کاهش می‌دهند و  
نتایج رویه‌ای را در کاربردهای جراحی بهبود می‌بخشند.





## مکانیزم‌های قفل‌شونده و سیستم‌های پیشرفته

ضامن میکرومتریک

تنظیم گام ۰.۱ میلی‌متری برای  
کاربردهای دقیق که نیاز به کنترل  
فوق‌العاده دارند

ضامن استاندارد

۳-۵ دندان، زاویه ۴۵-۶۰ درجه،  
مقاوم در برابر ضربه تا ۲.۵  
کیلوگرم

سیستم‌های آزادسازی سریع

مکانیزم گوی و کاسه برای آزادسازی با یک دست، جهت افزایش کارایی

# طبقه‌بندی قیچی‌های جراحی تخصصی

## هندسه لبه

- مضرس: عملکرد ضد لغزش
- دو لبه: تشریح صاف
- سوپرکات: حداکثر تیزی

## تنظیمات تیغه

- تیغه مستقیم: دقت برش خطی
- تیغه خمیده: دید بهتر
- تیغه زاویه‌دار: دسترسی به میدان دید بسته

طراحی‌های تخصصی با دقت ویژه‌ای به بافت‌های نرم ظریف، ترمیم تاندون و کار روی استخوان کورتیکال، عروق ظریف می‌پردازند.



# انبرک‌ها و ابزارهای گیرنده

## کلمپ‌های هموستاتیک


1 با الگوهای دندانهای متقاطع، مورب یا الماسی؛ طول دندانهای 0.5 تا 2.0 میلی‌متر که کنترل عروقی مطمئن و دستکاری بافت را فراهم می‌کنند.

## پنست‌های بافتی

2 طراحی آتروماتیک با فشار یکنواخت سطح؛ پیکربندی دندانهای آدسون (1×2)، (2×3 یا دی‌باکی 7×7)، (9×9).

## کلمپ‌های استخوان

3 طراحی فارابوف با زاویه فک 90 درجه یا لانگن‌بک با هندسه مقعر-محدب برای درگیری محکم قشر استخوان.



# نگهدارنده سوزن

## نگهدارنده‌های سوزن فولادی

الگوهای فک الماسی، مورب یا متقاطع با عمق شیار ۰.۱-۰.۳ میلی‌متر. عرض فک ۳-۸ میلی‌متر برای اندازه‌های مختلف سوزن مناسب است.

## کاربرد تنگستن

اتصال لحیم کاری نقره در شرایط خلا سختی ۷۶-۸۰ HRC را با قابلیت تعویض فراهم می‌کند. برای حفظ چسبندگی عالی نیازی به کالیبراسیون مجدد نیست.

نگهدارنده‌های جراحی میکروسکوپی دارای طول فک ۸-۱۵ میلی‌متر با وزن ۱۵-۴۰ گرم و طراحی کشش فنری برای قرارگیری دقیق و کنترل شده سوزن هستند.

*Mathieu Needle Holder Regular*

*Mathieu Needle Holder Slim*

*Mathieu Needle Holder With Hole*

*Mathieu Needle Holder Smaha*

*Mathieu Needle Holder TC*

*Mayo Hegar Needle Holder*


*Mayo Hegar Needle Holder TC*

*Crile Wood Needle Holder TC*

*Castroviejo Needle Holder Straight TC*



# رتراکتورها: نوآوری بیومکانیکی



## طراحی هومان (Hohmann)

تیغه با زاویه ۴۵ تا ۹۰ درجه برای عقب کشیدن بافت‌های عمیق و ایجاد دید بهینه در میدان جراحی

## سیستم‌های خودنگهدارنده

ضامن دندان ریز با مکانیزم متعادل کننده فنری، فضای کاری را در کریدورهای جراحی محدود بهینه می‌کند

## طراحی فولکمن (Volkman)

عمق نفوذ ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر با چندین دندان موازی برای توزیع نیرو

## طراحی ریچاردسون (Richardson)

عرض تیغه ۱۰ تا ۴۰ میلی‌متر، ارائه دهنده تطبیق پذیری در روش‌های مختلف، از مفاصل کوچک تا نمایان‌سازی استخوان‌های بلند اصلی

# ابزارهای تخصصی استخوان

## 1 الواتورها

الواتورهای پریوستئال و استخوانی

## 2 استئوتومها

عرض تیغه‌ها ۴-۴۰ میلی‌متر با زاویه برش ۱۵-۴۵ درجه. طراحی مقعر-محدب لامبوت امکان جداسازی دقیق استخوان کورتیکال را فراهم می‌کند.

## 3 رانژورها

لیستون فک صاف (، راسکین) فک فنجانی (و لکسل) انحنا جانبی ۱۵ درجه (حذف استخوان را در مناطق مختلف آناتومیک بهینه می‌کنند.)





# سیستم طبقه‌بندی پیشرفته ابزار

سازماندهی مبتنی بر عملکرد و مکانیسم

گرفتن و نگه داشتن


ثابت نگه داشتن بافت، بخیه و استخوان با استفاده از فک‌های دنداندار یا شیاردار با مکانیسم‌های قفل‌کننده: فورسپس، هموستات و سوزن‌گیر

برش و تشریح

جداسازی، برش و تشریح بافت با استفاده از تیغه‌های تیز و مکانیسم‌های قیچی: چاقوی جراحی، قیچی، استئوتوم و کورت

عقب کشیدن و آشکارسازی

حفظ دید واضح در میدان جراحی از طریق طراحی تیغه‌های دستی یا خودنگهدار با زوایا و عمق‌های بهینه شده بیومکانیکی



# ماتریس جامع عملکرد ابزار

## دسته ۱: ابزارهای گرفتن و نگه داشتن

عملکرد: گرفتن، نگه داشتن یا فشردن سازی بافت، بخیه، سوزن و قطعات استخوان با توزیع نیروی کنترل شده.


مکانیزم: فک‌های دنداندار یا اره‌ای با سیستم‌های قفل کننده یکپارچه ضامن (که درگیری ایمن و عملکرد با یک دست را فراهم می‌کند).

نمونه‌ها: پنس بافت، کلمپ هموستاتیک، سوزن‌گیر، پنس کاهش استخوان.

---

## برتری عملیاتی

انتخاب ابزار باید با الزامات آناتومیک، حساسیت نوع بافت و جریان کار روش جراحی همسو باشد تا کارایی جراحی را بهینه کرده، زمان عمل را کاهش داده و نتایج بیمار را در کاربردهای مختلف جراحی بهبود بخشد.



سیستم طبقه‌بندی ابزارهای جراحی

راهنمای جامعی برای ابزارهای گرفتن، کنارزننده، دریلینگ و ابزارهای تخصصی جراحی که برای روش‌های جراحی مدرن ضروری هستند.

## دسته ۲: ابزارهای گرفتن و نگه داشتن

این ابزارها برای نگه داشتن محکم بافت، سوزن یا استخوان در طی جراحی طراحی شده‌اند. این ابزارها دارای فک‌های دنداندار یا اره‌ای با مکانیزم‌های قفل کننده قابل اعتماد (سیستم‌های جفجغه‌ای) هستند تا نگه‌داری ایمن را بدون لغزش یا آسیب بافتی تضمین کنند.

### پنس‌های بافتی

گرفتن دقیق برای دستکاری ظریف بافت نرم

### هموستات‌ها

کنترل خونریزی با مکانیزم فک ایمن

### سوزن‌گیرها

تثبیت سوزن‌های بخیه در هنگام بستن زخم

### فورسپس‌های استخوان

گرفتن سنگین برای دستکاری قطعات استخوانی





### دسته ۳: ابزارهای رترکتور و بازکننده

برای ایجاد دید بهینه و دسترسی به میدان جراحی ضروری هستند. این ابزارها از فشار مکانیکی و تکنیک‌های قلاب‌کردن برای جابجایی ایمن بافت‌ها و اندام‌ها استفاده می‌کنند و دید جراح را بهبود می‌بخشند، ضمن اینکه یکپارچگی بافت را در طول عمل حفظ می‌کنند.

#### رترکتورهای خودنگهدارنده

- نگهداشت خودکار بافت
- آزاد کردن دستان جراح
- اکسپوزر ثابت و پایدار

#### رترکتورهای دستی

- جابجایی دستی
- قابلیت تنظیم انعطاف‌پذیر
- کنترل کشش توسط جراح

## دسته ۴: ابزارهای کاوش و گشادکننده

ابزارهای تخصصی برای کاوش ساختارهای آناتومیک، اندازه‌گیری مجراها و گشاد کردن تدریجی حفره‌ها و مجاری بدن. این ابزارها با نوک مخروطی و ساقه‌های صاف یا خمیده، امکان ارزیابی دقیق و آماده‌سازی محل‌های جراحی را با حداقل آسیب به بافت فراهم می‌کنند.

### گشادکننده‌ها و دیلاتورها


گشاد کردن تدریجی مجاری و حفره‌های بدن

### پروب‌ها و کاوشگرها

کاوش دقیق نواحی جراحی و مجاری آناتومیک

### بوژی‌ها و سوندها

اندازه‌گیری کالیبره و آماده‌سازی مسیرها



## دسته ۵: ابزارهای ضربه و شکل‌دهی


این ابزارها برای اعمال نیروی کنترل‌شده به منظور تغییر ساختار و جابجایی، عمدتاً بر روی استخوان، طراحی شده‌اند. این وسایل انرژی ضربه را به طور کارآمد منتقل کرده و امکان اعمال فشار تدریجی را فراهم می‌کنند. آن‌ها برای مدیریت شکستگی‌های استخوانی و هم‌ترازی ساختاری در طول مداخلات پیچیده ارتوپدی ضروری هستند.

### مکانیسم‌های ضربه

چکش‌ها نیروی ضربه‌ای دقیق را به استئوتوم‌ها منتقل می‌کنند، که امکان شکستگی‌های کنترل‌شده استخوان و جابجایی بدون ایجاد آسیب بافتی بیش از حد یا عوارض را فراهم می‌آورد.

### مثال‌های اصلی

- چکش‌ها با وزن‌های مختلف
- استئوتوم‌ها
- ابزارهای خم‌کننده پلاک



## دسته ۶: ابزارهای سوراخ کاری و دریلینگ

ابزارهای چرخشی ضروری برای ایجاد سوراخ کاری دقیق استخوان جهت قرار دادن ایمپلنت. از دریل‌های دستی تا سیستم‌های پیشرفته برقی و قابل شارژ، این ابزارها نفوذ کنترل‌شده‌ای را با حداقل نگرش استخوان و دقت مطلوب در موقعیت‌یابی فراهم می‌کنند.

### 1 دریل‌های دستی

کنترل دقیق برای اقدامات جراحی کوچک و نواحی آناتومیک حساس

### 2 دریل‌های برقی

چرخش ثابت با سرعت بالا برای آماده‌سازی ایمپلنت‌های بزرگ

### 3 سیستم‌های بی‌سیم قابل شارژ

ارگونومی پیشرفته و قابلیت حمل برای محیط‌های جراحی مدرن



## دسته ۷: ابزارهای اندازه‌گیری و راهنمایی

ابزارهای دقیق و حیاتی برای ارزیابی ابعادی دقیق و هدایت جراحی. این ابزارها نقاط مرجع قابل اندازه‌گیری و پشتیبانی جهت‌دهی را فراهم می‌کنند و از قرارگیری ثابت و نتایج بهینه اطمینان حاصل می‌کنند. برای دستیابی به موقعیت‌یابی دقیق ایمپلنت و صحت جراحی ضروری هستند.

### راهنماهای دریل

تضمین تراز جهت‌دهی برای قرارگیری عمودی سوراخ



### قالب‌های خم‌کاری

مراجع استاندارد شده شکل‌دهی برای کانتورینگ صفحه و مواد



### عمق‌سنج‌ها

اندازه‌گیری دقیق عمق استخوان و طول مورد نیاز ایمپلنت





## نگهداری پیشرفته ابزار و بهینه‌سازی عملکرد

مراقبت جامع از ابزار، طول عمر و استریل بودن آنها را تضمین می‌کند. پیش‌شستشو در عرض ۳۰ دقیقه پس از عمل، تمیز کردن اولتراسونیک با فرکانس ۴۰-۶۰ کیلوهرتز، شستشوی سه‌گانه با آب مقطر، و خشک کردن با هوای فیلتر شده پروتکل کامل را تشکیل می‌دهند. پارامترهای بهینه شامل دمای آب ۴۰-۴۵ درجه سانتی‌گراد، pH محلول ۶.۵-۷.۵، و زمان چرخه ۱۰-۱۵ دقیقه است.

### پیش‌شستشو

آبکشی اولیه در عرض ۳۰ دقیقه پس از جراحی  
پردازش اولتراسونیک

تمیز کردن عمیق با فرکانس بهینه

آبکشی و خشک کردن

آبکشی سه‌گانه و خشک کردن با هوای فیلتر شده



## مدیریت چرخه عمر ابزار و فناوری‌های آینده

پروتکل‌های بازرسی سیستماتیک – روزانه توسط تکنسین‌ها، ماهانه توسط سرپرستان، و سالانه توسط نمایندگان فنی – شاخص‌های سایش از جمله خرابی رچت، تغییر رنگ موضعی، خراشیدگی عمیق، و تغییرات صدای عملیاتی را پایش می‌کنند. فناوری‌های نوظهور شامل کامپوزیت‌های سرامیکی، پلیمرهای حافظه‌دار، پوشش‌های نانوساختار، چاپ سه‌بعدی فلزات، ماشین‌کاری لیزری، و فرآیندهای تولید افزایشی، طراحی ابزارهای جراحی را متحول می‌کنند.

